



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mixaufsatz aus Polycarbonat 4 l, für Rotor-Blender

Sonderangebot

250,00 €

Normalpreis

375,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mixer-Homogenisator zum Zerkleinern, Mischen, Rühren, Emulgieren und Homogenisieren.

Mixaufsätze mit Spezial-Messerköpfen und speziell geformten Messern aus rostfreiem Spezial-Messerstahl. Tiefer Schwerpunkt und höchste Standstabilität durch extra schweres Motorgehäuse aus verchromtem Zink-Druckguss.

Verschleißfester und vibrationsfreier Direktantrieb durch Kollektormotor.

Die Becher haben einen anatomisch geformten Isolierhandgriff für einhändiges Umfüllen ohne Tropfen.

Die Bodenstücke der Becher sind aus Metall, durch kleine Drehung leicht abnehmbar für hygienisch einwandfreie Reinigung.

- Dauerleistung 800 Watt, Spitzenleistung bis 1000 W
- stufenlos einstellbare Drehzahl von 600 bis 14.000 UpM
- Sanftanlauf
- Motorschutzschalter mit elektronischer Überlastungs- und Überhitzungsüberwachung

Sicherheitssteuerung:

Der Motor läuft nur bei sachgemäß aufgesetztem Deckel mit Haltestange.

CE-TÜV-GS

Anschluss: 230 Volt

Gewicht: 6 kg

Höhe: ca. 50 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2067
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018764
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Typ Verschluss/ Deckel	Steckverschluss (innenliegend)
Farbe Graduierung	transparent (milchig)
Teilung	200 ml

