



neoLab® 2 Liter Mixaufsatz Ploycarbonat

Artikelbilder



Beschreibung

Mixaufsätze für Rotor-Hochleistungs-Labormixer, programmierbar 7 verschiedene Mixaufsätze: 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml Die Mixaufsätze 125 bis 1000 ml sind oben geschlossen und bestehen aus Glas. Die Mixaufsätze 2000 ml bestehen aus Polycarbonat oder Edelstahl und haben Schikanen zur besseren Durchmischung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2045
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018641
Farbe	transparent (milchig)
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
Farbe Graduierung	transparent (milchig)
Teilung	200 ml

