



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Mechanischer Objektisch Abmessungen B×T 188×160 mm, Weg: 76x65 mm, für Auf- und Durchlicht

240,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Mechanischer Objektisch Abmessungen B×T 188×160 mm, Weg: 76x65 mm, für Auf- und Durchlicht

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KP-5245 |
| Hersteller (Marke) | KERN |
| EAN | 4058072147815 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Hersteller | KERN |

