



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® neolab Zusatz-Rack f. SU1801, 50 ml, vertikale Schüttelbewegung

103,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die verschiedenen Aufsätze sind für Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen von 1,5 bis 50 ml geeignet. Die Gefäße können je nach Aufsatz vertikal, horizontal oder variabel im Rotor-Rack arretiert werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8804
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072085551
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Edelstahl Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aufsatz ist geeignet für	Zentrifugenröhrchen. 12 x 50 ml (D-8804)
Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß	Zentrifugenröhrchen
Lage Röhrchen	vertikal
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm

