



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## sunlab® neoLab Zusatz-Rack f. SU1801, 5/ 15 ml, horizontale Schüttelbewegung

**103,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die verschiedenen Aufsätze sind für Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen von 1,5 bis 50 ml geeignet. Die Gefäße können je nach Aufsatz vertikal, horizontal oder variabel im Rotor-Rack arretiert werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8805
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072085568
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Edelstahl Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aufsatz ist geeignet für	Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen. 12 x 5.0/15 ml (D-8805)
Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß	Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen
Lage Röhrchen	horizontal
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm

