



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Zusatz-Rack f. SU1801, 50 ml, horizontale Schüttelbewegung

103,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die verschiedenen Aufsätze sind für Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen von 1,5 bis 50 ml geeignet. Die Gefäße können je nach Aufsatz vertikal, horizontal oder variabel im Rotor-Rack arretiert werden.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Art.-Nr. | D-8806 |
| Hersteller (Marke) | sunlab |
| EAN | 4058072085575 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Edelstahl Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Aufsatz ist geeignet für | Zentrifugenröhrchen. 12 x 50 ml (D-8806) |
| Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß | Zentrifugenröhrchen |
| Lage Röhrchen | horizontal |
| für Gefäße mit DM bis | 30.0 mm |

