













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :


DE 143 450 657



## **DURAN® Ausgießring GL 32 aus PP blau**

5,70 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**





# **Beschreibung**

#### Als Zubehör zu den DURAN® Laborflaschen bieten wir an:

Ausgießringe

Aus blauem PP, autoklavierbar und temperaturbeständig bis +140°C.

### Zusätzliche Informationen

ArtNr.	SD-2756
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-1392
EAN	4058072363611
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	4 mm
DM innen	32 mm
TBST MAX Ausgießring	140 C°
TBST MIN Ausgießring	5 C°

