



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Original Ausgießring, für Laborflaschen, PP, grau

6,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Original GL 45 Ausgießring, für Laborflaschen, PP, grau Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Kurzzeitlagerung von Proben und Medien, Farbkennzeichnung und -identifikation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0014
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112989914
EAN	4058072339128
Hersteller EAN	4032051246850
Bruttogewicht	0.001
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00100 kg
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Zolltarifnummer	39269097

