




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Original Ausgießring, für Laborflaschen, PP, gelb

**6,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Original GL 45 Ausgießring, für Laborflaschen, PP, gelb Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Kurzzeitlagerung von Proben und Medien, Farbkennzeichnung und -identifikation

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-0015
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112989917
EAN	4058072187019
Hersteller EAN	4032051246867
Bruttogewicht	0.001
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00100 kg
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Zolltarifnummer	39269097

