



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ersatz-Batterie, Handgriff-Akku 4,8V, für blaue Acura® electro

87,98 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ersatzbatterien für Socorex Pipetten Acura® electro

- NiMH Batterie ohne Erinnerungseffekt
- Umweltschonend
- Verlängerte Arbeitsautonomie; > 3000 fortlaufende Pipettierzyklen
- Das Aufladen der Batterie erfolgt in weniger als 1.5 Stunden

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0046
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7242
EAN	4058072365974
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grau
Spannung	4.8 V
Elektrochem. System	Nickel-Metallhydrid (Ni/MH SINT)
Typ Batterie	Akku

