



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Ersatz-Batterie, Handgriff-Akku 4,8V, für blaue Acura® electro, Doppelpack

**159,12 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Ersatzbatterien für Socorex Pipetten Acura® electro

- NiMH Batterie ohne Erinnerungseffekt
- Umweltschonend
- Verlängerte Arbeitsautonomie; > 3000 fortlaufende Pipettierzyklen
- Das Aufladen der Batterie erfolgt in weniger als 1.5 Stunden

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0047
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7243
EAN	4058072365981
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Spannung	4.8 V
Elektrochem. System	Nickel-Metallhydrid (Ni/MH SINT)
Typ Batterie	Akku

