



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Ni-MH-Akku, Typ E, Block, 170 mAh

26,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wieder aufladbare Akkus in Nickel-Metallhydrid.
Doppelte Ladekapazität gegenüber herkömmlichen Ni/Cd-Akkus.
Leicht recyclingfähig, da cadmium- und quecksilberfrei.
Bis zu 1000 mal aufladbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3034
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072000257
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grün silber
Höhe	15.7 mm
Länge	48.5 mm
Gewicht	36 g
Spannung	8.4 V
Baugröße	E. Block
Baugröße nach IEC	6F22
Elektrochem. System	Nickel-Metallhydrid (Ni/MH SINT)
Typ Batterie	Akku
Typ	56722

