











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Ni-MH-Akku, Typ AAA, Micro, 1000 mAh

38,90 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Wieder aufladbare Akkus in Nickel-Metallhydrid.

Doppelte Ladekapazität gegenüber herkömmlichen Ni/Cd-Akkus.

Leicht recyclingfähig, da cadmium- und quecksilberfrei.

Bis zu 1000 mal aufladbar.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-3035
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072000264
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	10,5 mm
Farbe	grün silber
Länge	44.5 mm
Gewicht	14 g
Spannung	1.2 V
Baugröße	AAA. Micro
Baugröße nach IEC	HR03
Elektrochem. System	Nickel-Metallhybrid (Ni/MH SINT)
Typ Batterie	Akku
Тур	5703

