



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Knopfzelle, V76PX (SR 44), Silber, 1,55 V, 145 mAh

**4,17 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Knopfzellen für die unterschiedlichsten Elektronikgeräte.

Von uns gelieferte Knopfzellen können Sie zur Entsorgung an uns zurückgeben.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-1089
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020767
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
steril	Nein
Batterien und Akkus Eigenschaften	nicht aufladbar
Farbe	Silber
Spannung	1.5 V
Baugröße	Knopfzelle
Elektrochem. System	primär Silber (Zn/AgO <sub>2</sub> )
Typ Batterie	Batterie (Knopfzelle)
Typ	V76PX

