



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Knopfzelle 4001 (LR1), Alkaline, 1,5 V, 800 mAh

5,83 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Marken-Batterien Alkaline, quecksilber- und kadmiumfrei.

Sehr hoher Energieinhalt und gute Spannungslage bei der Entladung. Universell einsetzbar für alle Geräte. Diese Batterien sind nicht aufladbar. Von uns gelieferte Batterien können zur Entsorgung an uns zurückgeschickt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-2081
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072022730
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
steril	Nein
Batterien und Akkus Eigenschaften	nicht aufladbar
Farbe	Silber
Spannung	1.5 V
Baugröße	Knopfzelle
Elektrochem. System	primär Alkali-Mangan (Zn/MnO ₂)
Typ Batterie	Batterie (Knopfzelle)

