



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Beschwerungsdraht, 30 cm lang, 114 g

55,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Biegsamer Bleidraht mit widerstandsfähiger Vinylummantelung,
kann in jede gewünschte Form gebracht werden.
Besonders geeignet zum Beschweren von Probengefäßen im Wasserbad.

Drahtstärke: 6,4 mm

Länge: 30 cm

Gewicht: ca. 114 g

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Art.-Nr. | 6-2335 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072025748 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | rot |
| Material | Blei |
| Form | ringförmig. offen |
| Beschwerungsmaterial Eigenschaften | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 114 g |
| Dicke | 6.4 mm |

