



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Bleiring mit Vinylbeschichtung, 57 mm Innen-Ø, für 500 bis 2000 ml

53,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bleiringe zum Beschweren von Glasgefäßen im Wasserbad.
Zur Reduzierung von Glasbruch oder Auslauf von Chemikalien.
Mit Vinylbeschichtung, besonders resistent gegen Chemikalien.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-1013
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072024659
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	BleilPolyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Form	ringförmig. geschlossen
Beschwerungsmaterial Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
DM innen	57 mm
Gewicht	681 g

