



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA Acrylamid/Bis Lösung, 37.5:1 (40 % w/v), 2,6 % C 500 ml

41,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wässrige Lösung von Acrylamid und N,N'-Methylenbisacrylamid (Bis). Einfache Handhabung, kein Risiko von neurotoxischen Acrylamid-Stäuben in der Luft. Für alle Elektrophorese-Anwendungen geeignet.

Zusammensetzung: (40% w/v), 2,6 % C

pH: 6,0-8,0

Protein (%): max. 0,7

M:max

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0001
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072371388
Transporttemperatur	Raumtemperatur

