



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA BlueClear SB Strppingpuffer 250 ml

47,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gebrauchsfertiger Puffer für effizientes Strippen hochaffiner Antikörper von Westernblot-Membranen nach der Chemilumineszenz-Detektion.

Einfache Anwendung - Inkubieren der Membran im Stripping-Puffer für 30-60 min bei Raumtemperatur genügt.

Schwer zu entfernende Antikörper werden durch Inkubation im erhitzten Puffer effizient gestriipt.

Nach Washen in PBST oder TBST kann die Membran erneut blockiert und mit Antikörpern inkubiert werden.

- Schnell, einfach und hoch effizient
- Schonend
- Ohne β -Mercaptoethanol oder DTT
- Geeignet für Nitrozellulose und PVDF-Membranen

pH: 2,6-2,8

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0096
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372330
Transporttemperatur	Raumtemperatur

