




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA PBS-Puffer (10x) steril 1 l

76,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

10x konzentrierte phosphatgepufferte Salzlösung, steril filtriert. PBS-Puffer ist ein häufig verwendeter Puffer in Proteinnachweissystemen, wie z.B. Western Blot, ELISA und andere Enzymassays, für immunzytologische und immunhistologische Detektion, In-situ-Hybridisierungen, Apoptose-Assays und Kernfärbungen. 1x PBS wird oft als Proteinlösemittel und -Verdünner verwendet.

pH: 7,2-7,6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0092
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372293
Transporttemperatur	Raumtemperatur

