




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA PBST Buffer (10X) steril 1 l

76,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

10x konzentrierte phosphatgepufferte Salzlösung mit 0,5 % Tween 20, autoklaviert. PBS-T-Puffer ist ein häufig verwendeter Puffer in Proteinnachweissystemen, wie z.B. Western Blot, ELISA und andere Enzymassays, für immunzytologische und immunhistologische Detektion, In-situ-Hybridisierungen, Apoptose-Assays und Kernfärbungen.

pH: 7,2-7,6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0094
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372316
Transporttemperatur	Raumtemperatur

