



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA Protein-Molekulargewichtsstandards 1 Set

251,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zur Molekulargewichtsbestimmung von nativen Proteinen bietet SERVA ein Set von 8 Einzelproteinen an. Die Proteine sind entweder lyophilisiert oder liegen in Lösung vor. Die Lyophilisate können einfach in dest. Wasser oder Probenpuffer aufgelöst werden. Der Molekulargewichtsbereich geht von 12 300 Da (Cytochrom C) bis 450 000 Da (Ferritin vom Pferd).

Bitte beachten: In Gegenwart von SDS zerfallen die Proteine in ihre Untereinheiten. Deshalb sollte der Marker nicht für die SDS-PAGE verwendet werden.

Molekulargewichtsbereich (kDa): 12,3–450

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0049
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072371869
Transporttemperatur	Raumtemperatur

