



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA Xpress Blotting Buffer (10x) für Western Blotting 1 l

88,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Der Xpress Blottingpuffer ist ein gebrauchsfertiger Puffer für den schnellen und effizienten Semi-Dry-Transfer von hoch- und niedermolekularen Proteinen in nur 15 min. Das Puffersystem ist kompatibel mit Nitrozellulose- und PVDF-Membranen. Ausreichend für mindestens 40 SDS-PAGE-Vertikalminigele.

pH: 9,1-9,5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0098
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372354
Transporttemperatur	Raumtemperatur

