



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA Xpress PVDF Blotting-Kit für Western Blotting 1 Set

220,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kit für schnelles Semi-Dry-Western Blotting von 10 SDS-PAGE-Vertikalminigelen auf PVDF-Membranen. SERVA Xpress Blottingpuffer ist ein gebrauchsfertiger Puffer für den schnellen und effizienten Semi-Dry-Transfer von hoch- und niedermolekularen Proteinen in nur 15 min.

Die von SERVA als Alternative für Blottingpapiere neuentwickelten Blottingvliese erlauben einen effizienteren und störungsfreien Transfer in kurzer Zeit. Die vorgeschneittenen PVDF-Membranblätter mit einer Porengröße von 0,2 µm haben eine hohe Proteinbindungskapazität und einen geringen Hintergrund.

Inhalt:

250 ml 10x SERVA Xpress Blottingpuffer

20x Blottingvliese (Größe 80 x 85 mm)

10x Connection Paper (Größe 80 x 85 mm)

10x PVDF-Membranpapiere (Porengröße 0,2 µm, Größe 80 x 85 mm)

pH: 9,1-9,5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0101
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072372385
Transporttemperatur	Raumtemperatur

