



neolabLine Alu-Einsatz, kundenspezifische Bohrungen

Artikelbilder



Beschreibung

Aluminium-Einsätze für das Eisbad, klein.
Die Einsätze werden einfach in die Spezialnut eingehängt.

Best.-Nr. 1-6032:
Alueinsatz, kundenspezifische Bohrungen: bitte \emptyset , Anzahl und Tiefe angeben

Zubehör für Eisbad, klein (Best.-Nr. 1-6031).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6032
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072036256
Farbe	silber
Material	Aluminium
steril	Nein
Breite	30 mm
Höhe	60 mm
Länge	145 mm
Tiefe	145 mm
geeignet für	Fläschchen/ Vials Mikrogefäße/ Röhrchen Reagenzgläser/ Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Plätze (BxL)	variabel
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Mikro-Fläschchen Reagenzgläser/ Röhrchen Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen

