



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Einsatz für 3 x 4 Reaktionsgefäße 1,5 ml, Acryl rot

34,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einsatzgestelle aus Acrylglas für Reaktionsgefäße mit 1,5 ml Inhalt.
Maße: ca. 75 x 75 x 45 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|---|
| Art.-Nr. | 2-5016 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072003814 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | rot |
| Material | Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas) |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 75 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| geeignet für | Mikrogefäße/ Röhrchen |
| für Gefäße mit Volumen bis | 1.5 ml 2 ml |
| Plätze (BxL) | 3 x 4 |
| für Gefäße mit DM bis | 12.0 mm |
| für Typ (Mikro-)Gefäß | Reaktionsgefäße |

