



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Einsatz für 4 x 4 Reaktionsgefäße 0,5 ml, Acryl transparent

34,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einsatzgestelle aus Acrylglas für Reaktionsgefäße mit 0,5 ml Inhalt.
Maße: ca. 75 x 75 x 45 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5019
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072003845
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	75 mm
Höhe	45 mm
Länge	75 mm
Tiefe	75 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Kapazität	16
Plätze (BxL)	4 x 4
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

