



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Mikroeinsätze 0,1 ml für Flaschen
mit weiter Öffnung, Klarglas, silanisiert, konisch,
100 St./Pack**

**58,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Mikroinserte aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse für Fläschchen mit weiter Öffnung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0633
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029012
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	6 mm
Material	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Volumen	0.25 ml
Höhe	31 mm
Boden außen	konisch. spitz
Länge Spitze	15 mm
für Typ Fläschchen/Vial	für Kurzgewindefläschchen. 9mm für Gewindefläschchen. 10 mm für Rollrandfläschchen. 11 mm für Schnapringfläschchen. 11 mm für Flachbodengläser 2 ml

