



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Mikroeinsätze 0,1 ml Klarglas konisch, mit Polymerfuß, 100 St./Pack

64,40 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Mikroinserte aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse für Fläschchen mit weiter Öffnung.

Best.-Nr. 7-0635 passt **NICHT** in Flachbodengläser 2 ml !

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0635
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029036
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	5,7 mm
Material	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Volumen	0.25 ml
Höhe	29 mm
Boden außen	konisch. spitz . mit Standring
für Typ Fläschen/Vial	für Kurzgewindefläschchen. 9mm für Gewindefläschchen. 10 mm für Rollrandfläschchen. 11 mm für Schnappingfläschchen. 11 mm

