



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einsatz für 32 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml, für Box Nr. 4-1011

Sonderangebot

21,00 €

Normalpreis

31,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Einsatzgestelle aus Acrylglas mit je 32 Öffnungen

Best.-Nr. 4-1012: für 1,5/2,0 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1012
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020514
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	80 mm
Höhe	40 mm
Länge	155 mm
Tiefe	155 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml
Plätze (BxL)	4 x 8
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

