



neoLabLine Rastereinsätze aus PP

Artikelbilder

Beschreibung

Rastereinsätze für Kryo-Aufbewahrungsbox aus PP Zubehör für Best.-Nr. 2-1916 Passend für Boxen mit den Maßen: 135 x 135 x 50 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2895
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072069377
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Breite	135 mm
Höhe	50 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
geeignet für	Fläschchen/ Vials Mikrogefäße/ Röhrchen
Plätze (BxL)	7 x 7
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Kryoröhrchen

