



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rastereinsatz für Thermobox klein, 18 x 250 ml Flaschen

43,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rastereinsatz für Steilbrust-Probenflaschen, exakt auf die Abmessungen der Thermobox ausgerichtet.

Rasterhöhe: 8 cm

Maximaler Flaschendurchmesser:

250 ml = 75 mm

Zubehör für Thermobox (Best.-Nr. 1-7535)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7541
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046606
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Breite	300 mm
Höhe	80 mm
Länge	500 mm
Tiefe	500 mm
geeignet für	Flaschen. rund
für Gefäße mit Volumen bis	250 ml
Plätze (BxL)	3 x 6
für Gefäße mit DM bis	75.0 mm
für Typ Flasche	Laborflaschen. rund

