



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rastereinsatz für Thermobox klein, 15 x 500 ml Flaschen

27,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rastereinsatz für Laborglasflaschen, exakt auf die Abmessungen der Thermobox ausgerichtet.

Rasterhöhe: 8 cm

Maximaler Flaschendurchmesser:

500 ml = 90 mm

Zubehör für Thermobox (Best.-Nr. 1-7535)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7542
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046613
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Breite	300 mm
Höhe	80 mm
Länge	500 mm
Tiefe	500 mm
geeignet für	Flaschen. rund
Kapazität	15
Plätze (BxL)	3 x 5
für Gefäße mit DM bis	90.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	500 ml
für Typ Flasche	Laborflaschen. rund

