



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rastereinsatz für Thermobox 40 l (1-7635), 40 x 100 ml Flaschen

52,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rastereinsatz für 100 ml Laborglasflaschen

Rasterhöhe: 8 cm

Maximaler Flaschendurchmesser:

100 ml = 55 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7630
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072112707
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Breite	305 mm
Höhe	80 mm
Länge	505 mm
Tiefe	505 mm
geeignet für	Flaschen. rund
für Gefäße mit Volumen bis	100 ml
Plätze (BxL)	5 x 8
für Gefäße mit DM bis	55.0 mm
für Typ Flasche	Laborflaschen. rund

