



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## neolabLine Reaktionsgefäß-Einsatz für neoBox

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die sinnvolle Ergänzung zur neoBox-100 oder -200!

Einsatzgestell für 1,5 ml Reaktionsgefäße mit 64 Plätzen.

Bestücken und ab in eine der Boxen oder auf den Labortisch.

In der Mitte befindet sich ein kleiner Steg, mit dem sich das Einsatzgestell mühelos aus der Box entfernen lässt.  
8 x 8 Plätze, alphanumerisch codiert.

Material: Polypropylen, autoklavierbar

Farbe: gelb

## Zusätzliche Informationen

---

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                   | 2-1210                |
| Hersteller (Marke)         | neoLabLine            |
| EAN                        | 4058072055820         |
| Transporttemperatur        | Raumtemperatur        |
| Farbe                      | gelb                  |
| Material                   | Polypropylen (PP)     |
| Breite                     | 135 mm                |
| Höhe                       | 37 mm                 |
| Länge                      | 135 mm                |
| Tiefe                      | 135 mm                |
| geeignet für               | Mikrogefäße/ Röhrchen |
| für Gefäße mit Volumen bis | 1.5 ml 2 ml           |
| Plätze (BxL)               | 8 x 8                 |
| für Gefäße mit DM bis      | 12.0 mm               |
| für Typ (Mikro-)Gefäß      | Reaktionsgefäße       |

