



WTW Cellox[®] 325

Artikelbilder



Beschreibung

Galvanischer Sauerstoffsensoren mit OxiCal®-SL Kalibrier- und Aufbewahrungs-Gefäß, wasserdichtem Stecker (IP 67), Kabellänge 1,5 m. Inkl. Reinigungslösung, Schleiffolie, 3 Wechsalmembranköpfe und Elektrolyt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0209
Reg. Markenzeichen	OxiCal ®
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	688132533
EAN	4066292544321
Bruttogewicht	0.55
Präferenzkennung	Ja
UNNummer	2790
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	90279000

