



neoLab® Ersatz-Elektrode für 4-1106

Artikelbilder



Beschreibung

pH-Ersatzelektrode mit Schraub-Anschluss

PP-Gehäuse, Gel-Elektrolyt, Schraubgewinde S 7

Zubehör für pH-Checker (Best.-Nr. 4-1106)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1107
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020859
Temp MAX	50 °C
Temp MIN	0 °C
Länge	80 mm
DM Elektrode/ Sensor	8 mm
DM Spitze	3.0 mm
pH MAX	13.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Form Spitze	rund
Material Elektrode/ Sensor	Polypropylen (PP)
Referenz	Ag/AgCl
für Modell Messgerät	pH-Checker (4-1106)

