



neoLab® Redox-Elektrode

Artikelbilder



Beschreibung

Best.-Nr. 2-5487

Ersatz pH-Elektrode

Best.-Nr. 2-5482

Ersatz Redox-Elektrode

Passend für pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät, Set (Best.-Nr. 2-5486)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5482
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004705
Länge	120 mm
geeignet für	Flüssigkeiten
DM Elektrode/ Sensor	12 mm
gemessene Größe(n)	Redox pH-Wert
pH MAX	14.0 pH
pH MIN	0.0 pH
Form Spitze	manschettenförmig
Material Diaphragma	Keramik
Material Elektrode/ Sensor	Epoxidharz
Messeinheit	mV pH
Typ Elektrode/ Sensor	mit Kabelanschluss
Typ Stecker	BNC

