



Mettler-Toledo InLab Easy pH-Elektrode

Artikelbilder



Beschreibung

Preiswerte kombinierte pH-Elektrode. Ideal für Feldmessungen und zum Einsatz im Bildungswesen. Spezifikationen: Robuster Polysulfonschaft (12 mm Durchm./ 120 mm lang) S7-Schraubkopf Keramikdiaphragma Gel-Elektrolyt Ag/AgCl- Referenz pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...80°C

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr. | TD-0410 |
| Hersteller (Marke) | Mettler-Toledo |
| VGKL Nummer | 105003010 |
| EAN | 4066292343504 |
| Bruttogewicht | 0.068 |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Zolltarifnummer | 90278020 |

