



Mettler-Toledo InLab Expert DIN pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Ideal für einen breiten Anwendungsbereich, einschließlich Emulsionen, Suspensionen, Abwasser und Lösungen, die Proteine und Sulfide enthalten. Spezifikationen: Hochwertiger Kunststoffschicht (PEEK) 1.2 m Festkabel (DIN19262 / 4 mm Banane) Polymer-Elektrolyt XEROLYT[®] Offene Verbindung ARGENTHAL[™] - Referenz Integrierter Temperatursensor (Pt1000) pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...100°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0422
Reg. Markenzeichen	ARGENTHAL [®]
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105003103
EAN	4066292343603
Bruttogewicht	0.178
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

