



## Mettler-Toledo InLab Expert NTC30 pH-Elektrode

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Ideal für einen breiten Anwendungsbereich, einschließlich Emulsionen, Suspensionen, Abwasser und Lösungen, die Proteine und Sulfide enthalten. Spezifikationen: Hochwertiger Kunststoffschale (PEEK) MultiPin™-Kopf. Polymer-Elektrolyt XEROLYT® Offene Verbindung ARGENTHAL™ - Referenz Integrierter Temperatursensor (NTC30 kΩ) pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...100°C

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TD-0423
Reg. Markenzeichen	ARGENTHAL®
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105003104
EAN	4058072981273
Bruttogewicht	0.066
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

