



Mettler-Toledo InLab Expert Pro pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Ideal für einen breiten Anwendungsbereich, einschließlich Emulsionen, Suspensionen, Abwasser und Lösungen, die Proteine und Sulfide enthalten. Spezifikationen: Hochwertiger Kunststoffschaft (PEEK) 1.2 m Festkabel (BNC / RCA Cinch) Polymer-Elektrolyt XEROLYT® Offene Verbindung ARGENTHAL™ - Referenz Integrierter Temperatursensor (NTC30 kΩ) pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...100°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0420
Reg. Markenzeichen	ARGENTHAL ®
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105003101
EAN	4066292343580
Bruttogewicht	0.172
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

