



Mettler-Toledo InLab Reference

Artikelbilder



Beschreibung

Bezugselektrode für Messungen mit pH- und ionenselektiven Halbzellen. Spezifikationen: Glasschaft (12 mm Durchm./ 120 mm lang) S7-Schraubkopf ARGENTHAL™- Referenz mit Silberionensperre Kerami-Diaphragma Temp.-Bereich: 0...100°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0442
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
EAN	4066292343795
Bruttogewicht	0.15
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

