



Mettler-Toledo InLab Routine Pt1000 pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Entwickelt für genaue Messungen bei einer großen Bandbreite unterschiedlicher Probenarten. Spezifikationen: Glasschaft (12 mm Durchm./ 120 mm lang) MultiPin™-Schraubkopf Integrierter Temperatursensor (PT1000) ARGENTHAL™-Referenz mit Silberionensperre pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...100°C Inkl. 25 ml Referenzelektrolyt (3 mol/L KCl)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0415
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105003056
EAN	4066292343542
Bruttogewicht	0.156
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

