



## Mettler-Toledo InLab Semi-Micro pH-Elektrode

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

InLab Semi-Micro pH-Elektrode

## Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | TD-0434        |
| Hersteller (Marke) | Mettler-Toledo |
| VGKL Nummer        | 105003165      |
| EAN                | 4066292343719  |
| Bruttogewicht      | 0.07           |
| Ursprungsland      | Schweiz        |
| Zolltarifnummer    | 90278020       |

