

Beschreibung

Entwickelt für genaue Messungen bei einer großen Bandbreite unterschiedlicher Probenarten. Jetzt in besonders langer Ausführung! Spezifikationen: Glasschaft (12 mm Durchm./ 400 mm lang) S7-Schraubkopf Keramikdiaphragma ARGENTHAL™-Referenz mit Silberionensperre Integrierter Temperatursensor (NTC30 kΩ) pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...50°C Inkl. 25 ml Referenzelektrolyt (3 mol/L KCl)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0430
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105003157
EAN	4066292343672
Bruttogewicht	0.154
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

