



Mettler-Toledo InLab® Routine Pro-ISM

Artikelbilder

Beschreibung

InLab® Routine Pro-ISM - kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft - integrierter Temperatursensor - MultiPin™-Steckkopf - ARGENTHAL™- Referenzsystem mit Silberionensperre - Intelligentes Sensor Management (ISM): Sensor-Daten, -Kalibrierung, und Höchsttemperatur sind im Sensor gespeichert und werden bei Anschluss automatisch an das Messgerät übertragen - ideal für SevenGo und SevenCompact Geräte, notwendiges Anschlusskabel: # 51344291 Technische Daten - pH-Bereich 0 ... 14 - Temperaturbereich °C 0 ... 100 - Temperaturfühler NTC 30 kOhm - Membran-Widerstand (25 °C) < 600 MOhm - Bezugselektrolyt 3 mol/L KCl (#51350072) - Schaftlänge 120 mm - Schaftdurchmesser 12 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0463
Reg. Markenzeichen	ARGENTHAL ®
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105004055
EAN	4066292343993
Bruttogewicht	0.15
Ursprungsland	Schweiz
Zolltarifnummer	90278020

