



Mettler-Toledo LE 410, pH-Elektrode

Artikelbilder



Beschreibung

3-in-1 pH-Glaselektrode mit integriertem Temperaturfühler und Flüssigelektrolyt, für einfache und rasche Messungen im Laborbereich, wässrige Proben wie Säuren, Basen etc., Elektrolyt nachfüllbar, Festkabel mit BNC/Cinch-Stecker (Erhältlich ab Q2'2012)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0626
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105000348
EAN	4066292345492
Bruttogewicht	0.17
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	90278020

