



WTW SenTix® 22

Artikelbilder

Beschreibung

Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt und BNC Stecker, ohne Temperaturfühler, 1 m Kabel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0007
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618113633
EAN	4066292542570
Bruttogewicht	0.14
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

