



WTW SenTix[®] 41

Artikelbilder



Beschreibung

Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt, integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN-Stecker und Bananen-Stecker, 1 m Kabel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0008
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	618121635
EAN	4058072171230
Bruttogewicht	0.18
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25500 m
Verpackungshöhe	0.05500 m
Verpackungstiefe	0.05500 m
Verpackungsvolumen	0.00077138 ccm
Zolltarifnummer	90279000

